

Поликлональное Антитело Против Melan-A/Mart-1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q16655

Артикул: CM0024868



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на Melan-A/MART-1, белок биогенеза меланосом. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA; перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований меланомы и меланоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к Melan-A/MART-1, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	MART1; MART-1; Melan-A/MART-1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2315
GeneID	2315
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 48-118 белка Melan-A/MART-1 человека (NP_005502.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16655
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом