

Анти-Melan-A/Mart-1 Кроличье Моноклональное Антитело Для Wb, If, Ihc, Elisa - Q16655

Артикул: CM0007214



введение

Кроличье mAb Melan-A/MART-1 (Q16655), валидированное для WB, IF, IHC, ELISA. Специфично для человеческого антигена меланомы, 13 кДа. Идеально для исследований меланоцитов и меланомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Melan-A/MART-1 кроличье mAb
Примечания/Алиасы	MART1; MART-1; Melan-A/MART-1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2315
GeneID	2315
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 11-110 человеческого MLANA (NP_005502.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональное антитело
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q16655
Молекулярная масса белка	13кДа
Доставка	Пакет со льдом