


Поликлональное Анти-Melk Антитело Кролика Для Вб И Ифа — Q14680

Артикул: CM0013597



введение

Поликлональное анти-MELK антитело кролика для методов Вестерн-блоттинга и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Нацелено на материнскую эмбриональную лейцин-зиппер киназу, участвующую в клеточном цикле и апоптозе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MELK кроличье pAb
Примечания/алиасы	HRK38; MELK
Вид	Человек
ID гена (человек)	9833
ID гена	9833
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 412-651 человеческого MELK (NP_055606.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14680
Молекулярная масса белка	75кДа
Доставка	Холодовой пакет