


Кроличье Моноклональное Антитело Против Melk/Нрк38 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14680

Артикул: CM0005400



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого MELK (НРК38). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим, мышиным, крысиным белком. Идеально для исследований клеточного цикла, апоптоза и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MELK Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	НРК38; MELK
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9833
GeneID	9833
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MELK (NP_055606.1))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14680
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом