


Кроличья Поликлональная Антитела Против Мемо1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Y316

Артикул: CM0030717



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок MEMO1, для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и иммуоферментного анализа. Реагируют с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения ERBB2-зависимой подвижности клеток и миграции при раке молочной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MEMO1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	MEMO; C2orf4; CGI-27; NS5ATP7; MEMO1
Вид	Человек
GeneID (человек)	51072
GeneID	51072
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-297 человеческого белка MEMO1 (NP_057039.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y316
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом