

Поликлональные Антитела Против Мер1А Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q16819

Артикул: CM0030326



введение

MER1A Rabbit pAb — это кроличье поликлональное антитело против альфа-субъединицы меприна А человека. Проверено для использования в WB и ИФА, антитело детектирует MER1A в пробах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований металлопротеаз и разработки ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MER1A Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	PPHA; MER1A
Вид	Человек
ID гена (человек)	4224
ID гена	4224
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 440-700 MER1A человека (NP_005579.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16819
Молекулярная масса белка	84 кДа
Доставка	Холодильный пакет