

Кроличьи Поликлональные Антитела К Мерсе Для Иф/Ик И Ифа — Q7L2J0

Артикул: CM0029771



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому MERCE (7SK snRNA метилфосфат кэпирующая фермента), подходящие для ИФ/ИК и ИФА. Идеальный вариант для изучения комплекса 7SK RNP и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MERCE кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	BCDIN3; MERCE
Вид	Человек
ID гена (человек)	56257
ID гена	56257
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 470–689 человеческого MERCE (NP_062552.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q7L2J0
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Холодовой пакет