

Поликлональное Антитело Против Мере Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nq76

Артикул: CM0026482

введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого МЕРЕ, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует МЕРЕ в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований минерализации костной ткани и зубной пульпы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МЕРЕ Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	OF45; МЕРЕ
Вид	Человек
GeneID (Человек)	56955
GeneID	56955
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-256 человеческого МЕРЕ (NP_064588.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NQ76
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом