

## Поликлональные Антитела К Нуклеопротеину Mers-Cov Для Вестерн-Блота, Ифа - K9N4V7

Артикул: CM0019859



### введение

Кроличьи поликлональные антитела к нуклеопротеину (N-белку) MERS-CoV, валидированные для Вестерн-блота и ИФА. Направлены против нуклеокапсидного белка, необходимого для упаковки вирусной РНК и репликации. Подходит для исследований коронавирусов и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличьи поликлональные антитела к нуклеопротеину MERS-CoV                                                                  |
| GeneID                    | 14254601                                                                                                                    |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-413 нуклеопротеина коронавируса (YP_009047211.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                      |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                     |
| Применение                | Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)                                                                                              |
| Перекрестная реактивность | MERS-CoV                                                                                                                    |
| SWISS                     | K9N4V7                                                                                                                      |
| Молекулярная масса белка  | 45 кДа                                                                                                                      |
| Доставка                  | Холодовая упаковка                                                                                                          |