

Кроличье Моноклональное Антитело Против Нуклеопротеина Mers-Cov Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - K9N4V7

Артикул: CM0006593



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на нуклеопротеин MERS-CoV, валидированное для применения в вестерн-блоттинге и ELISA. Специфично распознает MERS-CoV, прогнозируемая молекулярная масса 45 кДа. Идеально для исследований коронавирусов и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к нуклеопротеину MERS-CoV
Вид	Человек
ID гена (Человек)	14254601
ID гена	14254601
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-413 нуклеопротеина коронавируса (YP_009047211.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	MERS-CoV
SWISS	K9N4V7
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	В пакете со льдом