


Поликлональная Антитела Кролика Против Rbd Шиповидного Белка Mers-Cov Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мки, Ифа — K9N5Q8

Артикул: CM0024482



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против RBD шиповидного белка MERS-CoV (YP_009047204.1). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA; реагируют с MERS-CoV. Подходит для исследований проникновения вируса и изучения шиповидного белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBD шиповидного белка MERS-CoV, поликлональные антитела кролика
Вид	Коронавирус
GeneID	14254594
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 18-725 RBD шиповидного белка коронавируса (YP_009047204.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	MERS-CoV
SWISS	K9N5Q8
Молекулярная масса белка	149 кДа
Доставка	Айс-пак