


Моноклональное Антитело К Mertk Для Wb - Q12866

Артикул: CM0002925



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к человеческому MERTK, валидированное в методах WB и ELISA. Нацелено на рецепторную тирозинкиназу Mer, играющую важную роль в эффероцитозе макрофагов и здоровье сетчатки. SWISS: Q12866.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к MERTK
Примечания/Синонимы	MER; RP38; c-Eyk; c-mer; Tyro12; MERTK
Вид	Человек
ID гена (человек)	10461
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MERTK (Q12866)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональное антитело
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q12866
Молекулярная масса белка	110 кДа
Транспортировка	Хладоэлемент