

Поликлональное Антитело Против Mesdc2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q14696

Артикул: CM0018278

введение

Кролиچه поликлональное антитело к MESDC2 (шаперон LRP MESD, OI20), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает MESDC2 человека и мыши. Рекомбинантный иммуноген (aa1-234). Идеально подходит для исследований сигнального пути LDLR и Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MESDC2 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	BOCA; OI20; MESDC2
Вид	Человек
GeneID (человек)	23184
GeneID	23184
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-234 человеческого MESDC2 (NP_055969.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q14696
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Холодовой пакет