


Моноклональное Антитело Против Мезотелина Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q13421

Артикул: CM0005286



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого мезотелина (MSLN/MPF), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Нацелено на аминокислоты 296-606. Подходит для исследований рака и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мезотелин, кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	MPF; SMRP; Mesothelin
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10232
ID гена	10232
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 296-606 человеческого мезотелина (NP_037536.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13421
Молекулярная масса белка	67 кДа/68 кДа/71 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом