


Поликлональное Антитело Против Мезотелина Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13421

Артикул: CM0013496



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого мезотелина (MSLN, MPF, SMRP), валидированное для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований рака и мезотелия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против мезотелина
Примечания/синонимы	MPF, SMRP, мезотелин
Вид	Человек
GeneID (человек)	10232
GeneID	10232
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 296-606 человеческого мезотелина (NP_037536.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13421
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом