

## Моноклональное Антитело Кролика Anti-Mesothelin Для Wb, If-P, Elisa — Q13421

Артикул: CM0007824



### введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика Anti-Mesothelin, валидированное для WB, IF-P, ELISA. Реагирует с антигенами человека и крысы. Идеально подходит для исследований мезотелина и онкологических заболеваний. Это антитело выявляет мезотелин — белок клеточной адгезии — и подходит для разработки диагностических анализов. SWISS: Q13421.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Моноклональное антитело кролика к мезотелину                                                                         |
| Примечания/синонимы       | MPF; SMRP; мезотелин                                                                                                 |
| Вид                       | Человек                                                                                                              |
| Идентификатор гена        | 10232                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 500-600 мезотелина человека (Q13421) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                               |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                              |
| Применение                | WB, IF-P, ELISA                                                                                                      |
| Перекрёстная реактивность | Человек, крыса                                                                                                       |
| SWISS                     | Q13421                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка  | 69 кДа                                                                                                               |
| Условия транспортировки   | Хладоэлемент                                                                                                         |