


Кроличье Моноклональное Антитело Против Мезотелина Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q13421

Артикул: CM0002561



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого мезотелина (MSLN), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Специфично к онкомаркеру CAK1/MPF, идеально подходит для исследований в области онкологии и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мезотелин кролика mAb
Примечания/Псевдоним	MPF; SMRP; Мезотелин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10232
GeneID	10232
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 296-606 человеческого мезотелина (NP_037536.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональное антитело
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13421
Молекулярный вес белка	69кДа
Доставка	Сумка со льдом