


Кроличья Поликлональная Антитело Против Мезотелина Для Wb, Elisa — Q13421

Артикул: CM0027954



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого мезотелина (SWISS: Q13421) для методов Вестерн-блоттинга и ELISA. Распознает мезотелин человека и мыши; подходит для исследований в области онкологии и мегакариоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мезотелин, кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	MPF; SMRP; Mesothelin
Вид	Человек
GeneID	10232
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 296-606 человеческого мезотелина (NP_037536.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q13421
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	Холодильный пакет