

Поликлональные Антитела Кролика Против Mest Для Вб, Иф/Мкк И Ифа — Q5Eb52

Артикул: CM0025254

введение

Поликлональные антитела кролика к человеческому MEST (PEG1), подходящие для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Перекрестно реагируют с человеческими и мышиными белками. Эффективны для исследования нейрогенеза и адипогенной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела кролика к MEST
Примечания/синонимы	PEG1; MEST
Вид	Человек
ID гена (человек)	4232
ID гена	4232
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 146–335 человеческого MEST (NP_002393.2))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q5EB52
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом