

Поликлональное Антитело Против Met Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии В Парафиновых Срезах, Elisa - P08581

Артикул: CM0022844



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий MET (рецептор гепатоцитарного фактора роста). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии в парафиновых срезах, ELISA с перекрестной реактивностью против человека, мыши, крысы. Подходит для исследований рака и изучения сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MET Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFN97; MET
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4233
ID гена	4233
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 518-840 человеческого MET (NP_000236.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия в парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08581
Молекулярная масса белка	156 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом