

Кроличья Моноклональная Антитело Против Met Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P08581

Артикул: CM0006287



введение

Высокопроизводительная кроличья моноклональная антитела против MET, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Распознает человеческий MET, имеет перекрестную реактивность с мышиным белком. Идеально подходит для исследований сигнальных путей при раке и разработки анализов для медицинской диагностики (IVD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная кроличья антитела к MET
Примечания/Алиасы	DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFNB97; MET
Вид	Человек
Идентификатор гена	4233
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 960–1161 человеческого MET (NP_000236.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P08581
Молекулярная масса белка	156 кДа
Доставка	Холодовой пакет