

Анти-Met Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P08581

Артикул: CM0016462



введение

Поликлональные антитела кролика Anti-MET от CamelBio (P08581) валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и крысы, нацелены на рецептор фактора роста гепатоцитов c-Met для исследований сигнальных путей и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MET кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	DA11, HGFR, AUTS9, RCCP2, c-Met, DFNБ97, MET
Вид	Человек
GeneID	4233 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 960-1161 человеческого MET (NP_000236.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P08581
Молекулярный вес белка	156 кДа
Доставка	Сумка со льдом