


Кроличье Поликлональное Антитело Против Metar2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P50579

Артикул: CM0029765



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий METAP2 (метионинаминопептидаза 2), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышиному белку. Идеально для исследований синтеза белка и трансляционного контроля.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	METAP2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MAP2; MNPER; p67eIF2; METAP2
Вид	Человек
GeneID	10988 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого METAP2 (NP_006829.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P50579
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом