


Поликлональные Антитела Против Mettl13 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q8N6R0

Артикул: CM0030870



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого METTL13, валидированные для WB и ELISA. Обнаруживают METTL13 в образцах человека, мыши и крысы. Подходят для изучения метилирования eEF1A и регуляции трансляции. Молекулярная масса белка ~79 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	METTL13 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	feat; DFNM1; CGI-01; DFNB26; DFNB26M; KIAA0859; EEF1AKNMT; 5630401D24Rik; METTL13
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51603
GeneID	51603
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 540-699 человеческого METTL13 (NP_057019.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N6R0
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	Сумка-холодильник