


Анти-Mettl21C Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q5Vzv1

Артикул: CM0016448



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого METTL21C, лизин-метилтрансферазы. Валидированы для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеальны для исследований метилирования и регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Деталь
Название продукта	METTL21C кролик pAb
Примечания/Псевдоним	C13orf39; METTL21C
Вид	Человек
ID гена (Человек)	196541
ID гена	196541
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-264 человеческого METTL21C (NP_001010977.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q5VZV1
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Ледяной пакет