

## Поликлональное Антитело Против Mettl2A Для If/Icc, Elisa - Q96Iz6

Артикул: CM0015972

### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого METTL2A (метилтрансфераза тРНК 2A), валидированное для IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований модификации тРНК.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье поликлональное антитело к METTL2A                                                                                             |
| Примечания/синоним        | METTL2; METTL2A                                                                                                                        |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                |
| GeneID (человек)          | 339175                                                                                                                                 |
| GeneID                    | 339175                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 139-378 человеческого METTL2A (NP_859076.3). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                 |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                |
| Применение                | IF/ICC, ELISA                                                                                                                          |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                   |
| SWISS                     | Q96Iz6                                                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка  | 44 кДа                                                                                                                                 |
| Доставка                  | Пакет со льдом                                                                                                                         |