

Поликлональное Антитело Anti-Mettl3 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa — Q86U44

Артикул: CM0021077



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого METTL3 (M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3). Валидировано для WB, IHC-P, IP, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Для исследований эпитранскриптомики, метилирования m6A и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	METTL3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3
Вид	Человек
GeneID (человек)	56339
GeneID	56339
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-156 человеческого METTL3 (NP_062826.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q86U44
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом