

Кроличье Моноклональное Антитело Против Mettl3 [Валидировано Kd] Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - Q86U44

Артикул: CM0009223



введение

Высокоэффективное рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на METTL3 (каталитическая субъединица N6-аденозин-метилтрансферазы). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ChIP и ELISA. Реагирует с METTL3 человека, мыши и крысы. Идеально для эпитранскриптомных и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] Кроличье моноклональное антитело к METTL3
Примечания/Альтернативные названия	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	56339
GeneID	56339
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-156 белка METTL3 человека (NP_062826.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ChIP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86U44
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом