

Кроличья Поликлональная Анти-Mettl3 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, IHC-P, IF/ICC, Elisa - Q86U44

Артикул: CM0028645



введение

Кроличье поликлональное антитело против METTL3 (N6-аденозин-метилтрансферазный каталитический субъединица), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознает METTL3 человека, мыши и крысы; подходит для исследований метилирования РНК и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] METTL3 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3
Вид	Человек
GeneID (человек)	56339
GeneID	56339
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-156 человеческого METTL3 (NP_062826.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86U44
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	В пакете со льдом