

Поликлональное Антитело Против Mettl4 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - Q8N3J2

Артикул: CM0027943

введение

Кроличье поликлональное антитело к METTL4, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Реагирует с белком человека, мыши, крысы. Нацелено на N6-аденин-метилтрансферазу, участвующую в метилировании РНК и ДНК. Идеально для эпигенетических исследований и исследований митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	METTL4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HsT661; METTL4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64863
GeneID	64863
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 белка METTL4 человека (NP_073751.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N3J2
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом