

Поликлональные Антитела Против Mettl7A Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Мцк, Ифа - Q9H8H3

Артикул: CM0030669

введение

Кроличьи поликлональные антитела против METTL7A, валидированные для применения в Вестерн-блоттинге, ИГХ-П, ИФ/МЦК, ИФА. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелены на тиолметилтрансферазу, участвующую в модификации lncRNA и биологии липидных капель. Идеально подходят для исследований в сфере IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	METTL7A Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AAMB; AAM-B; METTL7A
Вид	Человек
ID гена (человек)	25840
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-244 человеческого METTL7A (NP_054752.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H8H3
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	В ледяном пакете