

Поликлональные Антитела Кролика Против Mettl7B Для Wb, If/Icc, Ифа - Q6Ux53

Артикул: CM0027927

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого METTL7B (TMT1B) — тиол-S-метилтрансферазы. Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований метаболизма печени и изучения метилтрансфераз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	METTL7B Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	ALDI; METTL7B
Вид	Человек
GeneID (человек)	196410
GeneID	196410
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 165-244 человеческого METTL7B (NP_689850.2))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6UX53
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	С хладагентирующим пакетом