

Поликлональные Антитела Кролика Против Mettl9 Для Вб, Ифа - Q9H1A3

Артикул: CM0020403



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого METTL9, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным белком. Идеально подходят для изучения метилирования гистидина в белках и мишеней с мотивом HxH.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	METTL9 кроличьи пКА
Примечания/Алиасы	DREV; PAP1; DREV1; CGI-81; hMETTL9; METTL9
Вид	Человек
GeneID	51108
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого METTL9
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H1A3
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Хладопакет