

Кроличья Моноклональная Антитело Против Мевалонаткиназы (Mvk) Для Вб, Ифа — Q03426

Артикул: CM0002180



введение

Кроличья моноклональная антитело, направленная против человеческой мевалонаткиназы (MVK, MK, LRBP), валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследования биосинтеза холестерина, метаболизма стеролов и связанных с ними патологических путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к MVK
Примечания/Синонимы	MK; LRBP; MVLK; POROK3; MVK
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	4598
ID гена	4598
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 297-396 человеческой MVK (Q03426)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q03426
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	С ледяным пакетом