

Поликлональные Антитела Против Mex3D Для Вб, Ифа - Q86Xn8

Артикул: CM0021563



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против РНК-связывающего белка человека MEX3D. Валидированы для вестерн-блота и ИФА, подтверждена перекрестная реактивность с мышиным белком. Подходит для исследований посттранскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MEX3D кроличьи пКАб
Примечания/Алиасы	MEX3; TINO; RKHD1; MEX-3D; RNF193; OK/SW-cl.4; MEX3D
Вид	Человек
ID гена (человек)	399664
ID гена	399664
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 500-600 человеческого MEX3D (NP_976049.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q86XN8
Молекулярная масса белка	65кДа
Доставка	Хладоэлемент