

Поликлональное Антитело Кролика Против Mfar5 Для Wb, Elisa — Q13361

Артикул: CM0022036

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика к человеческому микрофибриллярному ассоциированному протеину 5 (MFAP5), идеально подходящее для вестерн-блоттинга и иммуноферментного анализа. Демонстрирует перекрестную реактивность с мышинными и крысиными образцами. Поддерживает исследования в области гемопоэза, целостности сердечно-сосудистой системы и эластин-связанных микрофибрилл.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MFAP5 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	AAT9; MP25; MAGP2; MAGP-2; MFAP-5; MFAP5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8076
ID гена	8076
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 73 по 173 позицию человеческого MFAP5 (NP_003471.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13361
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Айс-пак