

Поликлональные Кроличьи Антитела К Mff (Wb, Ihc-P, Ифа) - Q9Gzy8

Артикул: CM0029138

введение

Поликлональные кроличьи антитела к человеческому MFF, валидированные для Вестерн-блота, иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА. Обнаруживают эндогенный MFF в образцах человека, мыши и крысы. Подходят для исследований митохондриального деления и деления органелл.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MFF, кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	EMPF2; GL004; C2orf33; MFF
Вид	Человек
GeneID (человек)	56947
GeneID	56947
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MFF (NP_064579.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9GZY8
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодильный пакет