

Моноклональное Антитело Против Mfg-E8 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q08431

Артикул: CM0010273

введение

Кроличье моноклональное антитело к MFG-E8, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA у человека, мыши и крысы. Направлено против лактадерина (Q08431) — фактора 8 жировых глобул молока EGF, участвующего в клиренсе апоптотических клеток, ангиогенезе и заживлении слизистых оболочек. Идеально подходит для исследований в области онкологии и оплодотворения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к MFG-E8
Примечания/Алиасы	BA46; HMFGE; MFGM; SED1; hP47; EDIL1; MFG-E8; SPAG10; OAcGD3S; HsT19888
Вид	человек
ID гена (человек)	4240
ID гена	4240
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 231-387 MFG-E8 человека (NP_005919.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q08431
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом