

Поликлональное Кроличье Антитело Против Mfge8 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — Q08431

Артикул: CM0017758

введение

Поликлональное кроличье антитело против MFGE8, валидированное для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA, перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Для исследований апоптоза, ангиогенеза, заживления слизистых оболочек и взаимодействия гамет. Иммуноген: аминокислоты 1–200; ~43 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело MFGE8
Примечания/алиасы	BA46; HMFG; MFGM; SED1; hP47; EDIL1; MFG-E8; SPAG10; OAcGD3S; HsT19888; MFGE8
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4240
Идентификатор гена	4240
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–200 человеческого MFGE8 (NP_005919.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q08431
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом