

Кроличье Моноклональное Антитело Против Mfi2 (Меланотрансферрина) Для Вестерн-Блоттинга, Проточной Цитометрии, Ифа - P08582

Артикул: CM0004549



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий меланотрансферрин (MFI2/CD228), подходит для Вестерн-блоттинга, проточной цитометрии и ИФА. Перекрестно реагирует с крысой. Идеально для исследований метаболизма железа и меланомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MFI2 Кроличье моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4241
GeneID	4241
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-708 человеческого MFI2 (NP_005920.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, проточная цитометрия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P08582
Молекулярная масса белка	32 кДа/80 кДа
Условия доставки	В термоконтейнере со льдом