

Анти-Mfi2 (Меланотрансферрин) Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - P08582

Артикул: CM0027107



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого MFI2 (меланотрансферрин, CD228). Валидированы для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Подходят для исследований транспорта железа и меланомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MFI2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4241
GeneID	4241
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-200 человеческого MFI2 (NP_201573.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08582
Молекулярный вес белка	80кДа
Доставка	Сумка со льдом