


Поликлональное Антитело Против Mfsd2A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Na29

Артикул: CM0020407



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого белка MFSD2A, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований гематоэнцефалического барьера и транспорта липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MFSD2A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NLS1; MFSD2; MCPH15; SLC59A1; HsMFSD2A; NEDMISBA; MFSD2A
Вид	Человек
GeneID (человек)	84879
GeneID	84879
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность в пределах аминокислот 464-543 человеческого белка MFSD2A (NP_001129965.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NA29
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом