


Кроличье Поликлональное Антитело Против Mfsd2a Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Da75

Артикул: CM0019484



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на Mfsd2a (NLS1) — натрий-зависимый симпортер лизофосфатидилхолина, критически важный для функции гематоэнцефалического барьера и транспорта ДГК. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против Mfsd2a
Примечания/Альтернативные названия	NLS1; Mfsd2; 1700018O18Rik; Mfsd2a
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	84879
ID гена	76574
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 170-245 белка Mfsd2a мыши (NP_083938.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9DA75
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом