


Поликлональные Антитела К Anti-Mgam Для Wb, Elisa - O43451

Артикул: CM0021730



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческой мальтазы-глюкоамилазы (MGAM), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Цель представляет собой фермент щеточной каймы массой 312 кДа, участвующий в переваривании крахмала. Идеально подходят для исследований кишечника.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MGAM Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MG; MGA; MGAM
Вид	Человек
ID гена	8972
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 860-1090 человеческого MGAM (NP_004659.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O43451
Молекулярный вес белка	312kDa
Доставка	Сумка со льдом