

Поликлональное Антитело Anti-Mgat1 Для Wb, Elisa - P26572

Артикул: CM0014554

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против MGAT1 (GNT-I), идеально подходящее для применения в WB и ELISA. Демонстрирует перекрёстную реактивность с образцами человека и крысы. Незаменимый инструмент для изучения биосинтеза N-гликанов и функций аппарата Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против MGAT1
Примечания/синонимы	GnTI; MGAT; GLCT1; GLYT1; GNT-1; GNT-I; GLCNAC-TI; MGAT1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4245
GeneID	4245
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MGAT1 (NP_002397.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P26572
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия транспортировки	Хладагент в пакете