

Анти-Mgat2 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q10469

Артикул: CM0026843



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого MGAT2 (GlcNAc-T II), который необходим для N-гликозилирования белков; валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований в области гликобиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MGAT2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	GNT2; CDG2A; CDGS2; GNT-II; GLCNACTII; MGAT2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4247
ID гена	4247
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 178-447 человеческого MGAT2 (NP_002399.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q10469
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом