

Моноклональное Антитело К Mgat3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q09327

Артикул: CM0006714

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого MGAT3 (GNT-III), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным белком. Подходит для исследований биосинтеза гликопротеинов и ветвления N-гликанов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MGAT3 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	GNT3; GNT-III; MGAT3
Вид	Человек
ID гена	4248
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 381-480 человеческого MGAT3 (NP_002400.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q09327
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом