

Поликлональные Антитела Против Mgat3 Для Вестерн-Блота И Ифа - Q09327

Артикул: CM0027264

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому MGAT3 (GNT-III), валидированные для Вестерн-блота и ИФА. Обнаруживают MGAT3 в образцах человека, мыши и крысы; белок участвует в биосинтезе N-гликанов и регуляции клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MGAT3 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	GNT3; GNT-III; MGAT3
Вид	Человек
ID гена (человек)	4248
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 364-533 человеческого MGAT3 (NP_002400.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q09327
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Холодильный пакет