

Анти-Mgat4A Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Um21

Артикул: CM0017852



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого MGAT4A (GNT-IVA), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходят для изучения гликозилирования, транспорта глюкозы и функции бета-клеток поджелудочной железы. Реагируют перекрестно с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MGAT4A поликлональные антитела кролика (pAb)
Примечания/Псевдоним	GNT-IV; GnT-4a; GNT-IVA; MGAT4A
Вид	Человек
Идентификатор гена (GeneID, Человек)	11320
Идентификатор гена (GeneID)	11320
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-100 человеческого MGAT4A (NP_036646.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UM21
Молекулярный вес белка	62 кДа
Доставка	В ледяном пакете