

Моноклональное Антитело Anti-Mgea5/Oga Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - O60502

Артикул: CM0005046



введение

Моноклональное антитело Anti-MGEA5/OGA, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФА (ELISA). Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований O-GlcNAcase и разработки диагностических тестов (IVD).

Предоставляется комплексной платформой поставок сырья для IVD от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] MGEA5/OGA кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	MEA5; MGEA5; NCOAT
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10724
ID гена	10724
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 433-633 человеческого MGEA5/OGA (NP_036347.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60502
Молекулярная масса белка	103 кДа
Доставка	Сумка со льдом